

Protocole de nettoyage Trusti Pasteur Pro



Un nettoyage régulier est facile et prolongera la durée de vie et l'efficacité énergétique de votre Trusti Pasteur. Le processus de nettoyage consiste à éliminer la saleté générale et également à détartrer pour éliminer les dépôts minéraux.

- N'utilisez pas d'eau à forte teneur en minéraux, cela endommagerait votre pasteurisateur, le rendrait inefficace et provoquerait des blocages.
- Gardez les débris tels que la paille et les copeaux de bois hors du réservoir.
- Vérifiez régulièrement le filtre du réservoir et nettoyez-le si nécessaire.
- Ne faites pas couler d'eau sur le capot avant, cette zone doit être nettoyée avec un chiffon.
- Le Trusti Pasteur doit être positionné dans un endroit sec et bien drainé.

Exécutez un cycle de nettoyage (étapes ci-dessous) mensuellement. Si vous prévoyez de ne pas utiliser le pasteurisateur pendant une longue période, il est recommandé d'effectuer un cycle de nettoyage après sa dernière utilisation et avant sa période de repos.

Il est également conseillé de mettre occasionnellement de la poudre à vaisselle dans l'eau, ce qui est particulièrement recommandé en cas de fuite de lait dans l'eau. Pensez à rincer après le nettoyage, en remplissant et en vidant ou en exécutant le cycle de nettoyage.

ETAPES:

- 1) Retirez le filtre à mailles en acier inoxydable de l'intérieur de la baignoire, nettoyez-le et remettez-le en place.
- 2) Pour nettoyer, versez 1 tasse de bicarbonate de sodium (bicarbonate de soude) dans le réservoir, sélectionnez et lancez le programme de nettoyage.
- 3) Pour détartrer, versez 1 tasse d'acide citrique dans le réservoir, sélectionnez et lancez le programme de nettoyage.

DOSSIER DE NETTOYAGE:

January	February	March	April	May	June
July	August	September	October	November	December
January	February	March	April	May	June
July	August	September	October	November	December